



**Mesa De Cirugía
Electro-Mecánica**

Promed

VG-01A-1

Características Y Ventajas:

Esta mesa de operaciones utiliza motores de corriente continua de baja tensión para ejecutar sus movimientos al ser motor de baja tensión garantiza la seguridad y la estabilidad, fácil de usar, seguro y confiable.

Puede cumplir con las necesidades de cirugía general, corazón, riñones, ortopedia, neurocirugía, ginecología, urología y otras necesidades quirúrgicas La base y la cubierta son de acero inoxidable 304, resistencia al impacto, anti abrasión, fácil de limpiar y mantener.

El tendido de la mesas esta dividido en 4 secciones para así facilitar los movimientos y las posturas del paciente.

La sección de las piernas se puede abrir en un angulo de 90º o se pueden retirar para la atención de partos.

Accesorios:

Parte	Cantidad
Arco de narcosis	1
Soporte de hombro	2
Soporte de cadera	2
Soporte de cuerpo	1
Soporte de pierna	2
Colchón	1
Control remoto	1
Extensión de piernas	2



promed
Colombia

WWW.EQUIPOSMECICOS.COM.CO

Especificaciones Técnicas

Modelo	VG-01A-1
Tamaño de l tendido (longitud * ancho * Altura)	2000*500*660mm
Ajuste de altura	≥ 660mm a 960mm
Trendelemburg	≥ 20 °
Trendelemburg invertido	≥ 30 °
Lateral izquierda	≥ 20 °
Lateral derecha	≥ 20 °
Piecero arriba plegable	≥ 70 °
Espaldar abajo	≥ 15 °
Cabecero arriba	≥ 45 °
Cabecero abajo	≥ 90 °
Riñonera (manual X manivela)	≥ 120mm
Movimiento longitudinal	≥ 295mm



**TRACCIÓN DE ORTOPEDIA
(Opcional)**

WWW.EQUIPOSMEDICOS.COM.CO

PROMED
Colombia

PROMED COLOMBIA SAS
Calle 42 No 19 – 91 Barrio Centro
Tel: (7) 6801113 - 3138322395