

MESA MULTIFUNCIONAL GINECO-OBSTETRICA



VG-04A

Ref: VG-04A

El tablero de respaldo con estructura cómoda y estable.

Ideal para parto materno, cirugía ginecológica, diagnóstico y exploración; además entre otras funciones está la cesárea de emergencia.

La mesa se inclina hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo mediante la varilla de empuje eléctrica, operación flexible, segura y confiable.

Es conveniente para los médicos y el personal de partos.

Especificaciones Generales

Esta mesa multifuncional VG-04A utiliza motor de corriente continua de baja tensión para ejecutar sus movimientos al ser motor de baja tensión garantiza la seguridad y la estabilidad, fácil de usar, seguro y confiable.

Movimientos realizados mediante control de mano.

Puede cumplir con las necesidades de cirugía ginecológica, urología también puede ser usada en consultorios de ecografía, para tomas de muestras ginecológicas entre otras.

La base y la cubierta son de acero inoxidable 304, resistencia al impacto, anti abrasión, fácil de limpiar y mantener.

Colchoneta de espuma de alta densidad, adaptada a la mesa, cómoda y fácil de limpiar.

Parte	Cantidad
Arco de narcosis	1
Manijas de agarre para la paciente	2
Soporte para brazos	2
Soporte para pies	2
Sección de los piernas removible	1
Poceta de residuos	1
Atril porta suero	1

Especificaciones Técnicas:

Modelo	VG-04A
Tamaño del tendido	1850*590mm
Mínima altura	740 mm
Máxima altura	1000 mm
Espaldar arriba	≥ 45 °
Espaldar abajo	≥ 10 °
Sección de cadera reclinada	≥ 25 °
Sección de cadera hacia delante	≥ 10 °
Trendelemburg	≥ 20 °
Trendelemburg invertido	≥ 20 °
Dimensiones espaldar	730*590mm
Dimensiones del asiento o base	400*590mm
Dimensiones piñonera	610*590mm



MOVIMIENTOS

